

Versuch

M1

Artesischer Brunnen

Material: zwei Kunststofftrichter, Nagel, Kunststoffwanne, Wasserschlauch von ca. 80 cm Länge, zwei Stative mit Trichterhalterungen, kleine Gießkanne, Wasser

Durchführung: Trichterhalterungen an die Stative montieren, Trichter einsetzen, die Schlauchenden über die Trichterenden ziehen, Nagel in der Mitte des Schlauches durch die Schlauchwand bohren, Wasser mit der Gießkanne in die Trichter einfüllen, Nagel herausziehen, Weg des Wassers beobachten.

